


**Colemed  
pharma**

# 810nm/980nm Fizik Tedavi Lazeri



## 980 nm Diode Laser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



### Benzersiz Avantajlar:

Lazer işletim sistemimizde bir Hafıza Fonksiyonu bulunmaktadır.

Parametreleri her tedaviden sonra en az 30 müşteri için saklayabilirsiniz. Bu nedenle bir dahaki sefere aynı müşteri geldiğinde, sadece numarasını seçmeniz yeterlidir.

Çok yararlı ve müşterilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şu anda başka hiçbir şirket bu fonksiyona sahip değil.



2. Hafıza Fonksiyonu düğmesi. Bu verileri saklamak istiyorsanız tedaviden sonra bu düğmeye basın.

Avantajları:

Zamanlayıcı fonksiyonu, her seferinde tedaviden önce tedavi süresini ayarlayabilirsiniz, süre dolduğunda lazer çalışmayı durduracaktır.

Sırt tedavisinin yaklaşık 30-45 dakikaya ihtiyacı olduğu gibi, 35 dakika ayarlayabilir ve tedaviyi yapabilirsiniz, süre dolduğunda çalışmayı durduracaktır, bu nedenle sürekli saate bakmanıza gerek kalmaz.

# Colemed pharma

2. Sapın içindeki optik devre, ışığın etkili kullanım oranını iyileştirir ve optik yol kayıp oranını azaltır. Piyasadaki diğerlerinden en az %30 daha fazla enerji iyileştirildi.



3. Hiçbir boşluk olmadan optik fiberin işlem sırası kolay değildir ve ayrıca ışığın girmesini önleyebilir. Piyasadaki diğerlerinin 3 numaralı yerinde büyük boşluklar vardır.

# Fizik Tedavi İin

Ađrı ynetimi gibi teraptik kullanım iin lazerler hızla tanınmakta, uygulanmakta ve talep grmektedir. Diyot Lazer, hastaların daha az ađrı ve iltihapla gvenli ve daha hızlı iyileşmesini sađlamak iin kaslara, eklemlere ve vcudun diđer blgelerine kan dolaşımını artırır.



# Colemed pharma

## Fizik tedavide hangi fonksiyonlar kullanılır?

Tüm vücutta, içerde veya dışarıda her türlü ağrıyı giderin (Sırt ağrısı, boyun, omuz ağrısı)

Yara, yaralanma, ameliyat sonrası ağrıyı giderin, sterilizasyon ve dezenfeksiyon daha hızlı ve daha iyi iyileşmeyi sağlar, ameliyat sonrası onarım, Yara iyileşmesi

Her türlü iltihap önleyici

Kas çekilmesi ve spor yaralanması

Osteoartrit diz

Lomber spondiloz

Servikal spondiloz

Led burkulmaları

Travma sonrası

Donmuş omuz

Plantor fasiit

Spondilopati

Artrit, Eklem ağrısı

Vücut soğuğu, Saray soğuğu

Cilt gençleştirme

Depresyon

Bel ağrısı

Mesleki hastalık

Romatizmal hastalık

Tenisçi dirseği

Bel zorlanması

Artrit rahatsızlıkları

Karpal tünel sendromu

Ameliyat sonrası iyileşme

Çıkarılmış, kaynaşmış veya kaymış diskler, Migren dahil baş ağrıları

Fıtık ağrısı

Onikomikoz

Evcil Hayvan Terapisi

# Fizik Tedavinin Faydaları

1. Akut ve kronik ağrıyı hızla giderir
2. İltihabı azaltır
3. Yumuşak doku onarımının kalitesini ve hızını artırır
4. Kan dolaşımını artırır
5. Bağışıklık fonksiyonunu uyarır
6. Sinir fonksiyonunu iyileştirir
7. Yeni ve sağlıklı doku oluşumunu uyarır
8. Daha hızlı yara iyileşmesini destekler



- Akut ve kronik ağrı
- Bağ burkulmaları
- Karpal Tünel Sendromu
- Kas zorlanması
- Yumuşak doku yaralanmaları
- Tendinit
- Artrit
- Tenisçi dirseği
- Sırt ağrısı
- Bursit
- Fibromiyalji






## **Diyot lazerimizin avantajı**

1. Ağrı kesici lazer için 980nm diyot lazer, piyasadaki en gelişmiş teknolojidir.
2. Sabit çıkış gücü, tedavi sonucunun tutarlılığını ve güvenliğini garanti eder.
3. Üç çalışma modu, CW Pulse, Pulse ve Continue, daha fazla konfor ve belirgin sonuçlar garanti eder. Piyasadaki en fazla Mod.
4. Patentli sap, iyi epidermis koruması, benzersiz avantajlar ve tasarımlar sağlar.
5. En iyi donanımlı yedek parçalar, uzun ömür ve sabit tedavi sonuçları sağlar.
6. Lazer makinemiz için 2 yıl garanti sağlayabiliriz.
7. 0,01-1s (adım 0,05s) saniye süre, konforlu tedavi.
8. Etkileri hemen alın, tedaviden sonra 30 dakika boyunca hala çok sıcak hissedebilirsiniz. Bu enerji tedavi bölgesine derinlemesine nüfuz edecek ve sorunu orijinalinden çözecektir.
9. Tedavinin ihtiyacını karşılamak ve sorunu çok kısa sürede çözmek için lazerde yüksek enerji.

# Colemed pharma

---

## WHERE IS YOUR PAIN?



Işın İletimi	Biquartz optik fiber iletimi
Lazer Tipi	Pulse , CW, Single
Dalga boyu	980nm/1470nm/1064nm/810nm
Güç	1-30W
Darbe genişliği	0.01-1s (stepping 0.05s)
Nabız gecikmesi	0.01-1s (stepping 0.05s)
Pilot Işın	650nm Ayarlanabilir Kırmızı Diyot Lazer
Fiber bağlayıcı	SMA905 Uluslararası Standart
Nokta boyutu	20mm-30mm
Kontrol sistemleri	El aletindeki kontrol düğmesi ve Ayak anahtarı
Güç gereksinimi	AC120V $\pm$ 22V,60HZ $\pm$ 1HZ/AC230V $\pm$ 22V, 50HZ $\pm$ 1HZ

**Colemed  
pharma**



**Colemed  
pharma**



**Colemed pharma**

---

**Teşekkürler**  
**Hoş işbirliğimizi bekleyin!**